



Convenientes para el uso comercial, las balanzas aprobadas por Highland tienen características que simplifican el trabajo de laboratorio, pruebas de campo, joyería y aplicaciones industriales. La construcción durable de ABS soporta un para uso exigente, y la función de ShockProtect® ayuda a evitar daños a la balanza por sobrecargas. La balanza aprobada por Highland es alimentada por un adaptador de CA o batería recargable, por lo que opera en lugares donde la electricidad no está disponible. Una ranura de seguridad integrada para una cerradura y cable tipo Kensington ayuda a mantener la balanza segura.

Con funciones prácticas que simplifican las mediciones aprobadas para uso comercial



Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
- Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no están en uso (solamente con plato de 120mm)
- Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
- Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para prevenir el robo de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
- Característica ShockProtect® de tres puntos, evita daños por sobrecarga a los componentes internos
- Interfaz USB y RS-232 para comunicación con computadoras o impresoras
- Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Recuento de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Auto apagado programable para ahorrar energía

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Cálculo de porcentaje
- Acumulación de Peso

Sobre ADAM:

Con más de 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Detalles del Producto

Modelo	HCB 602M	HCB 1002M
Capacidad	600g	1000g
Legibilidad	d = 0.01g / e = 0.1g	d = 0.01g / e = 0.1g
Repetibilidad (S.D.)	0.02g	0.02g
Linealidad (+/-)	0.03g	0.03g
Peso mínimo	0.5g	0.5g
Tamaño del plato	120mm ø	
Unidades de medida	g, kg ct	
Tiempo de estabilización (sec)	2	
Interfaz	RS-232 / USB	
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 18mm de alto	
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 800mA / Batería Interna Recargable	
Temperatura de operación	0° a 40°C	
Carcasa	Plástico ABS	
Cabina	132mm ø x 90mm	
Dimensiones totales (AxPxAl)	174 x 252 x 80mm	
Peso Neto	2kg	
Aprobaciones	Aprobación de Tipo CE 3041	

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
308002042	Maletín de transporte
308232030	Cubierta de Protección
308232034	Cubierta de Protección (5 piezas)
308232035	Cubierta de Protección (10 piezas)
1129915779	Impresora Térmica ATP2
3126011263	Papel para ATP2
3126011281	Papel para ATP2 (pack of 10)
700400103	Cable RS-232
700100046	Candado y Cable Tipo Kensington
600002028	Programa de Recolección de Datos Adam DU
3074010267	Cable USB
700660290	Certificado de Calibración
700100007	Pesa de Calibración F1 100g
700100012	Pesa de Calibración F1 200g
700100009	Pesa de Calibración F1 1kg
700100010	Pesa de Calibración F1 2kg

Accesorios Principales



Impresora Térmica ATP2

La ATP2 es una impresora térmica de rollo compacta de uso general que se conecta mediante una interfaz RS-232 a las balanzas y básculas Adam.



Candado y Cable Tipo Kensington®

El cable y candado de seguridad se pueden conectar a las cerraduras incorporadas en las balanzas y básculas para mantenerlas en un lugar seguro. El cable de acero flexible es difícil de cortar, y el candado de combinación le permite a usuarios elegir una combinación de números para mayor seguridad.



Programa de Recolección de Datos Adam DU

El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.